

Raised Toilet Seat



Assembly, Installation and Operating Instructions

SAVE THESE INSTRUCTIONS

Yes, you can.

NOTE: Check ALL parts for shipping damage. If shipping damage is noted, DO NOT use. Contact carrier/dealer for further instruction.

⚠ WARNING

- Do not use this product or any available optional equipment without first completely reading and understanding these instructions and any additional instructional material such as owner's manuals, service manuals or instruction sheets supplied with this product or optional equipment. If you are unable to understand the warnings, cautions or instructions, contact a healthcare professional, dealer or technical personnel before attempting to use this equipment - otherwise, injury or damage may occur.
- If so equipped, use the arm supports **ONLY** for assistance. **DO NOT** attempt to use the arms to support full body weight.
- **ALWAYS** check to make sure that the Raised Toilet Seat is securely in place and stable before each use.
- Make sure that the knob that secures the Raised Toilet Seat to the toilet is tight at all times.
- Be sure to center your weight on the Raised Toilet Seat as the seat may tip if you lean too far forward or to either side.
- Invacare recommends using a toilet safety frame or grab bars in addition to the Raised Toilet Seat.
- Users with limited physical capabilities should be supervised or assisted when using the Raised Toilet Seat.
- **DO NOT** use tools. Hand tighten only. **DO NOT** overtighten the knob. The threads of the adjustment bracket may strip.
- **ALWAYS** observe the weight limit on the labeling of your product. Check that all labels are present and legible. Replace labels as necessary.
- Although this Raised Toilet Seat is designed for use on most popular toilets, it may not work on certain unusual or artistic bowls. Inspect for fit and stability prior to use. **DO NOT** use if unstable.

⚠ ACCESSORIES WARNING

- Invacare products are specifically designed and manufactured for use in conjunction with Invacare accessories. Accessories designed by other manufacturers have not been tested by Invacare and are not recommended for use with Invacare products.

CAUTION

- **DO NOT** use an abrasive detergent, cleaner or cloth to clean/dry the Raised Toilet Seat.

Installing/Removing Raised Toilet Seat

NOTE: To remove the Raised Toilet Seat, reverse this procedure.

NOTE: The existing toilet seat and lid can be flipped up or removed depending upon the amount of usage of the Raised Toilet Seat.


Perform one of the following depending on Raised Toilet Seat type:

Model 685-4:

1. Put the Raised Toilet Seat in place on the toilet bowl with the tall end of the Raised Toilet Seat towards the back of the toilet bowl (DETAIL A).
2. Properly seat the inner ring inside of the toilet bowl.
3. Check the stability of the Raised Toilet Seat. Realign and/or adjust as necessary.

Models 1391P and 1391AP:

1. Put the rear wings of the Raised Toilet Seat in place underneath the 1-3/4 inch toilet lip at the back of the toilet bowl.
2. Rotate the Raised Toilet Seat down until the front of it rests on the toilet bowl. If necessary, rotate the adjustment knob counterclockwise until the bracket fits inside the toilet bowl.
3. Turn the adjustment knob clockwise to tighten the bracket against the inner surface of the toilet bowl.
4. Check the stability of the Raised Toilet Seat. Realign and/or adjust as necessary.



Limited Warranty

PLEASE NOTE: THE WARRANTY BELOW HAS BEEN DRAFTED TO COMPLY WITH FEDERAL LAW APPLICABLE TO PRODUCTS MANUFACTURED AFTER JULY 4, 1975.

This warranty is extended only to the original purchaser/user of our products.

This warranty gives you specific legal rights and you may also have other legal rights which vary from state to state.

Invacare warrants all this product to be free from defects in materials and workmanship for three years for the original purchaser. If within such warranty period any such product shall be proven to be defective, such product shall be repaired or replaced, at Invacare's option. This warranty does not include any labor or shipping charges incurred in replacement part installation or repair of any such product. Invacare's sole obligation and your exclusive remedy under this warranty shall be limited to such repair and/or replacement.

For warranty service, please contact the dealer from whom you purchased your Invacare product. In the event you do not receive satisfactory warranty service, please write directly to Invacare at the address on the back cover. Provide dealer's name, address, model number, the date of purchase, indicate nature of the defect and, if the product is serialized, indicate the serial number.

Invacare Corporation will issue a return authorization. The defective unit or parts must be returned for warranty inspection using the serial number, when applicable, as identification within thirty (30) days of return authorization date. **DO NOT** return products to our factory without our prior consent. C.O.D. shipments will be refused; please prepay shipping charges.

LIMITATIONS AND EXCLUSIONS: THE WARRANTY SHALL NOT APPLY TO PROBLEMS ARISING FROM NORMAL WEAR OR FAILURE TO ADHERE TO THE ENCLOSED INSTRUCTIONS. IN ADDITION, THE FOREGOING WARRANTY SHALL NOT APPLY TO SERIAL NUMBERED PRODUCTS IF THE SERIAL NUMBER HAS BEEN REMOVED OR DEFACED; PRODUCTS SUBJECT TO NEGLIGENCE, ACCIDENT, IMPROPER OPERATION, MAINTENANCE OR STORAGE; OR PRODUCTS MODIFIED WITHOUT INVACARE'S EXPRESS WRITTEN CONSENT INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO: MODIFICATION THROUGH THE USE OF UNAUTHORIZED PARTS OR ATTACHMENTS; PRODUCTS DAMAGED BY REASON OF REPAIRS MADE TO ANY COMPONENT WITHOUT THE SPECIFIC CONSENT OF INVACARE; PRODUCTS DAMAGED BY CIRCUMSTANCES BEYOND INVACARE'S CONTROL; PRODUCTS REPAIRED BY ANYONE OTHER THAN AN INVACARE DEALER, SUCH EVALUATION SHALL BE SOLELY DETERMINED BY INVACARE. THE FOREGOING WARRANTY IS EXCLUSIVE AND IN LIEU OF ALL OTHER EXPRESS WARRANTIES, IF ANY, INCLUDING THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.

IT SHALL NOT EXTEND BEYOND THE DURATION OF THE EXPRESSED WARRANTY PROVIDED HEREIN AND THE REMEDY FOR VIOLATIONS OF ANY IMPLIED WARRANTY SHALL BE LIMITED TO REPAIR OR REPLACEMENT OF THE DEFECTIVE PRODUCT PURSUANT TO THE TERMS CONTAINED HEREIN. INVACARE SHALL NOT BE LIABLE FOR ANY CONSEQUENTIAL OR INCIDENTAL DAMAGES WHATSOEVER.

THIS WARRANTY SHALL BE EXTENDED TO COMPLY WITH STATE/PROVINCIAL LAWS AND REQUIREMENTS.

For more information regarding Invacare products, parts, and services, please visit www.invacare.com

Siège de Toilette Surélevé



Instructions pour l'assemblage, l'installation et le fonctionnement

CONSERVER CES INSTRUCTIONS

Yes, you can.

NOTE: Vérifiez que TOUTES les pièces sont intactes à leur arrivée. Si elles sont endommagées, N'utilisez PAS ce matériel. Prenez contact avec le distributeur ou avec le transporteur pour obtenir les instructions appropriées.

⚠ AVERTISSEMENT

- **NE PAS** utiliser cet produit ou tout équipement facultatif disponible sans avoir d'abord lu et compris ces instructions. Si vous ne comprenez pas les avertissements, les notes attention ou les instructions, contacter un professionnel des soins de santé, un technicien ou un fournisseur avant d'installer cet équipement, sans quoi des blessures ou des dommages peuvent survenir
- Utiliser les appuie-bras **SEULEMENT** pour vous aider. **NE PAS** tenter de se servir des appuie-bras pour supporter tout son poids.
- Toujours vérifier si le siège de toilette surélevé est bien fixé en place avant de l'utiliser.
- S'assurer que le bouton qui fixe le siège de toilette surélevé à la chaise d'aisance est bien serré en tout temps.
- Assurez-vous de bien centrer votre poids sur le siège de toilette surélevé, car il pourrait basculer si vous vous penchez trop vers l'avant ou sur un ou l'autre des côtés.
- Invacare recommande d'utiliser un cadre d'appui sécuritaire pour la toilette ou une barre murale en plus du siège surélevé.
- Les utilisateurs dont les capacités physiques sont restreintes doivent se servir du siège de toilette surélevé sous supervision ou avec de l'aide.
- **NE PAS** utiliser d'outils. Serrer à la main seulement. **NE PAS** trop serrer le bouton. Les filets du support de réglage peuvent s'abîmer. Vérifier si le siège est correctement installé et remplacer/resserrer si nécessaire.
- Vérifiez **TOUJOURS** la charge limite sur la plaque signalétique du produit. Vérifiez que toutes les étiquettes soient présentes et lisibles. Au besoin, remplacez-les.
- Les produits Invacare sont spécifiquement conçus et fabriqués pour être utilisés avec les accessoires Invacare. Les accessoires conçus par d'autres fabricants n'ont pas été testés par Invacare et leur utilisation avec les produits Invacare n'est pas conseillée.
- Même si ce siège est conçu pour la plupart des modèles de toilettes, il est possible qu'il ne convienne pas aux modèles artisanaux ou non standard. S'assurer de la stabilité et de la faisabilité avant l'installation. N'employez pas s'instable.

⚠ AVERTISSEMENT CONCERNANT LES ACCESSOIRES

- Les produits Invacare sont spécifiquement conçus et fabriqués pour être utilisés avec les accessoires Invacare. Les accessoires conçus par d'autres fabricants n'ont pas été testés par Invacare et leur utilisation avec les produits Invacare n'est pas conseillée.

PRECAUCION

- **NO USE** detergentes, un líquido limpiador o unpaño abrasivos para limpiar o secar el AsientoElevado.

Installer le Siège de Toilette Surélevé

NOTE: Pour enlever le siège augmenté de toilette, renversez ce procédé..

NOTE: Le siège et le couvercle existants de toilette peuvent être renversés vers le haut ou dépendre enlevé de la quantité d'utilisation du siège augmenté de toilette.


Exécutez un du suivant selon le type augmenté de siège de toilette:

Model 685-4:

1. Mettez le siège augmenté de toilette en place sur la cuvette de toilette avec l'extrémité grande du siège augmenté de toilette vers le dos de la cuvette de toilette (SCHEMA A).
2. Posez correctement l'anneau intérieur à l'intérieur de de la cuvette de toilette.
3. Vérifiez la stabilité du siège augmenté de toilette. Réalignez et/ou ajustez selon les besoins.

Models 1391P and 1391AP:

1. Mettez les ailes arrière du siège augmenté de toilette en place sous la levre de toilette de pouce 1-3/4 au fond de la cuvette de toilette.
2. Tournez le siège augmenté de toilette vers le bas jusqu'à l'avant de lui se repose sur la cuvette de toilette. Au besoin, tournez le bouton d'ajustement dans le sens contraire des aiguilles d'une montre jusqu'aux ajustements de parenthèse à l'intérieur de la cuvette de toilette..
3. Tournez le bouton d'ajustement dans le sens des aiguilles d'une montre pour serrer la parenthèse contre la surface intérieure de la cuvette de toilette.
4. Vérifiez la stabilité du siège augmenté de toilette. Réalignez et/ou ajustez selon les besoins.



Garantie Limitée

REMARQUE: LA GARANTIE CI-DESSOUS A ÉTÉ RÉDIGÉE EN ACCORD AVEC LA LOI FÉDÉRALE APPLICABLE SUR LES PRODUITS FABRIQUÉS APRÈS LE 4 JUILLET 1975.

Cette garantie est valable pour l'acheteur/utilisateur initial de nos produits seulement.

Cette garantie vous donne des droits légaux spécifiques. D'autres droits variant d'un État à l'autre peuvent se rajouter.

Invacare garantit à l'acheteur d'origine que ses produits sont exempts de défaut de matière comme de main d'oeuvre pour une durée de trois ans. Si, durant cette période, ce produit devait s'avérer défectueux, ce dernier sera réparé ou remplacé, suivant le choix d'INVACARE. Cette garantie ne comprend aucun frais de main-d'oeuvre ou d'envoi relié au remplacement ou à la réparation de ce produit. La seule et unique obligation d'INVACARE se limite au remplacement et/ou à la réparation du produit.

Pour le service, contacter le fournisseur qui vous a vendu le produit Invacare. Si vous n'obtenez pas un service satisfaisant, écrire directement à INVACARE à l'adresse indiquée à la dernière page. Fournir le nom du fournisseur, l'adresse, le numéro de modèle et la date d'achat, indiquer la nature du problème et, si le produit comporte un numéro de série, indiquer ce dernier.

Invacare émettra une autorisation de retour. L'unité ou les pièces défectueuses doivent être retournées pour vérification de garantie, en indiquant le numéro de série, s'il y a lieu, dans les trente (30) jours suivant la date de réception de l'autorisation de retour. **NE PAS** retourner un produit à l'usine sans d'abord avoir obtenu notre consentement. Les envois C.O.D. (payables sur réception) seront refusés. Veuillez payer à l'avance les frais d'envoi.

RESTRICTIONS: LA GARANTIE NE S'APPLIQUE PAS AUX PROBLÈMES DÉCOULANT DE L'USURE NORMALE, OU SI LES INSTRUCTIONS CI-INCLUSES N'ONT PAS ÉTÉ RESPECTÉES. DE PLUS, LA PRÉSENTE GARANTIE NE S'APPLIQUE PAS AUX PRODUITS DONT LE NUMÉRO DE SÉRIE A ÉTÉ EFFACÉ OU MODIFIÉ, AUX PRODUITS MAL ENTRETENUS, ACCIDENTÉS, INADÉQUATEMENT UTILISÉS, ENTRETENUS OU ENTREPOSÉS, AUX PRODUITS MODIFIÉS SANS LE CONSENTEMENT ÉCRIT D'INVACARE, INCLUANT, MAIS NE SE LIMITANT PAS À, LA MODIFICATION AVEC DES PIÈCES OU ACCESSOIRES NON AUTORISÉS, AUX PRODUITS ENDOMMAGÉS PAR DES RÉPARATIONS FAITES SANS L'APPROBATION D'INVACARE, OU AUX PRODUITS ENDOMMAGÉS DANS DES CIRCONSTANCES AU-DELÀ DU CONTRÔLE D'INVACARE, AUX PRODUITS RÉPARÉS PAR UNE PERSONNE AUTRE QU'UN FOURNISSEUR AUTORISÉ INVACARE, ET L'ÉVALUATION SERA FAITE PAR INVACARE.

LA PRÉSENTE GARANTIE EST EXCLUSIVE ET REMPLACE TOUTES LES AUTRES GARANTIES. LES GARANTIES IMPLICITES, S'IL Y A LIEU, INCLUANT LA GARANTIE DE COMMERCIALISATION ET D'AJUSTEMENT DANS UN BUT PARTICULIER.

LES GARANTIES NE DOIVENT PAS SE PROLONGER AU-DELÀ DE LA DURÉE DE LA PRÉSENTE GARANTIE, ET LE RECOURS POUR VIOLATION DE QUELCONQUE GARANTIE IMPLICITE DOIT SE LIMITER À LA RÉPARATION OU AU REMPLACEMENT DU PRODUIT DÉFECTUEUX CONFORMÉMENT AUX PRÉSENTS TERMES.

INVACARE NE SERA PAS TENU RESPONSABLE POUR TOUT DOMMAGE-INTÉRÊT DIRECT OU ACCESSOIRE.

CETTE GARANTIE DEVRA ÊTRE ÉLARGIE POUR RÉPONDRE AUX LOIS ET AUX RÈGLEMENTS DES ÉTATS (PROVINCES).

Invacare Corporation

www.invacare.com



Yes, you can.

USA
One Invacare Way
Elyria, Ohio USA
44036-2125
800-333-6900

Canada
570 Matheson Blvd E Unit 8
Mississauga Ontario
L4Z 4G4 Canada
800-668-5324

All rights reserved. Trademarks are identified by the symbols TM and [®]. All trademarks are owned by or licensed to Invacare Corporation unless otherwise noted.

© 2008 Invacare Corporation

Part No 1148124

Rev B - 07/08

Free Manuals Download Website

<http://myh66.com>

<http://usermanuals.us>

<http://www.somanuals.com>

<http://www.4manuals.cc>

<http://www.manual-lib.com>

<http://www.404manual.com>

<http://www.luxmanual.com>

<http://aubethermostatmanual.com>

Golf course search by state

<http://golfingnear.com>

Email search by domain

<http://emailbydomain.com>

Auto manuals search

<http://auto.somanuals.com>

TV manuals search

<http://tv.somanuals.com>